

MÉDIPATCH GEL Z[®] le gel auto-adhésif

Médipatch Gel Z[®] est disponible sous forme de plaques doublées de tissu blanc ou transparentes.



Abdo patch Gel Z[®]



Feuille Médipatch Gel Z[®]
(5x8 cm)

Il est proposé en épaisseur 3 mm ou 1 mm (Médipatch Gel Z[®] fin). Le Médipatch Gel Z[®] fin sur support transparent est particulièrement recommandé pour les applications sur les parties visibles du corps (visage, mains, décolleté ...). De plus, son élasticité lui permet de s'étirer pour épouser les mouvements du patient.



Pastilles Gel Z[®]



Mammopatch Gel Z[®]

Médipatch Gel Z[®] est également disponible sous des formes adaptées au traitement des cicatrices issues de la chirurgie plastique, telles que les Mammopatch Gel Z[®] et Pastilles Gel Z[®] pour les augmentations et réductions mammaires, ou l'Abdo patch Gel Z[®] et le César patch Gel Z[®] pour les opérations de la région abdominale.

LA GAMME MÉDIGEL Z[®]

Feuilles Médigel Z [®] (5 mm)	Produits spécifiques Médigel Z [®]	Feuilles Médipatch Gel Z [®] (3 mm ou 1 mm)	Feuilles Médipatch Gel Z [®] fin transparent (1 mm)	Produits spécifiques Médipatch Gel Z [®] (3 mm ou 1 mm sur tissu)
10x10 cm (x2, transparentes)	Digitub ouverts ou fermés (x4, 4 tailles, sur tissu ou transparents)	5x8 cm (x4 sur tissu)	5x8 cm (x6)	Pastilles Médipatch Gel Z [®] avec ou sans trou (x4)
20x20 cm (sur tissu)	Gant Gel Z [®] (3 tailles sur tissu)	10x15 cm (sur tissu ou transparent)	10x15 cm	Abdo patch Gel Z [®]
30x40 cm (sur tissu)	Manchons Médigel Z [®] (5 tailles sur tissu)	20x20 cm (sur tissu)	20x20 cm	César patch Gel Z [®]
40x50 cm (sur tissu)	Conformateur sternal (Homme ou femme sur tissu)	30x40 cm (sur tissu)		Mammopatch Gel Z [®] (la paire)
	Mentonnière (Adulte ou enfant sur tissu)	40x50 cm (sur tissu)		Mammopatch vertical Gel Z [®] (la paire)

MODE D'EMPLOI

Les plaques de Médigel Z[®] ou de Médipatch Gel Z[®] sont réutilisables. Elles doivent être dans ce cas être lavées après utilisation à l'eau avec un savon neutre, et séchées à l'air libre, face adhésive vers le haut pour le Médipatch Gel Z[®]. Les plaques de Médipatch Gel Z[®] redeviendront alors adhésives. Les plaques de gel peuvent également être appliquées sous des vêtements compressifs ou sous des masques rigides, et découpées au format souhaité.

CONTRE-INDICATIONS

Comme tout pansement de type occlusif, Médipatch Gel Z[®] ne doit pas être appliqué sur des plaies qui nécessitent un traitement spécifique préalable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La durée d'application journalière du produit ainsi que la durée totale du traitement devra être décidée par un spécialiste.

MÉDIGEL Z[®] MÉDIPATCH GEL Z[®]



Les cicatrices sont de mauvais souvenirs

Z.I. N°1 - 14 rue Georges Cuvier - 37550 SAINT-AVERTIN
Tél. : +33 (0)2 47 71 33 33 / Fax : +33 (0)2 47 71 33 34
Email : infofrance@medicalz.com

www.medicalz.com



Spécialiste du traitement des cicatrices des grands brûlés en Europe et aux États-Unis, leader européen dans le domaine des traitements des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes, MEDICAL Z[®] a développé une gamme de produits alliant efficacité et simplicité d'utilisation.

La Technologie Médigel Z[®]

De nombreuses études ont prouvé l'efficacité des polymères dans le traitement préventif des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes. Médigel Z[®] est l'association d'un copolymère et d'une huile minérale à usage médical de classe HI.

Initialement conçu pour le traitement des cicatrices des grands brûlés, le Médigel Z[®] a un champ d'action beaucoup plus étendu, notamment dans le domaine de la chirurgie plastique et esthétique, en orthopédie, en podologie En extension du Médigel Z[®] a été créé le Médipatch Gel Z[®], utilisant la même technologie mais présentant l'intérêt pour de nombreuses utilisations d'être auto-adhésif.

Médigel Z[®], en plus de ses propriétés sur la cicatrisation, est doté de par sa formule d'une grande élasticité ainsi que d'une durée de vie très longue, de l'ordre de huit à douze semaines. Des études (*) ont même prouvé que cette durée pouvait atteindre 6 mois dans des conditions optimales d'utilisation.



Cicatrice chéloïde

MÉDIGEL Z[®]

- Doux et confortable
- Protège des frottements et peut-être utilisé conjointement avec des vêtements compressifs.
- S'étire et épouse les mouvements du patient.
 - Peut-être doublé d'une couche de tissu.
 - Peut-être découpé à la taille et à la forme désirées.
 - Hypoallergénique
- Économique : durée de vie 3 à 6 fois supérieure à des feuilles de silicone.



avant traitement après 3 mois après 6 mois

Les études réalisées dans les centres de rééducation spécialistes des grands brûlés* ont prouvé que les produits de la gamme Médigel Z[®] ont donné de très bons résultats dans plus de 75% des cas.

(*) Étude réalisée auprès de 106 patients au centre de rééducation motrice du STER à Lamalou-les-Bains (34) par les docteurs J.P. Gavroy, A. Poveda, G. Plantier, C. Labadie et F. Ster.

MÉDIGEL Z[®] le gel non adhésif

Médigel Z[®] non adhésif est disponible sous forme de plaques de différentes surfaces, doublées de tissu ou transparentes.



Manchon Médigel Z



Gant Gel Z ouvert



Feuille transparente Médigel Z



Digitub Médigel Z

Une fois découpées au format adéquat, elles sont disposées sur la cicatrice et maintenues à l'aide de vêtements compressifs ou d'un adhésif.

Pour les zones plus difficiles à couvrir, telles que des manchons pour les membres, les 'Digitub' pour les doigts, les Gants Gel Z[®] pour les mains et même des mentonniers ou des conformateurs sternaux. Grâce à son élasticité, le Médigel Z[®] se prête à de multiples utilisations.