



**ARAMIS**   
transanal rectoscopic Assisted Minimally Invasive Surgery

**ARAMIS**   
transanal rectoscopic Assisted Minimally Invasive Surgery








**ARAMIS** è un dispositivo chirurgico monouso dedicato alla chirurgia transanale mininvasiva delle patologie rettali quali, ad esempio, polipi, tumori del retto T1, stenosi delle anastomosi, fistole complesse.

*ARAMIS is a disposable surgical device dedicated to the transanal minimally invasive surgery of rectal pathologies such as polyps, T1 rectal cancers, anastomotic stenosis, complex fistulas.*



Ghiera di fissaggio,  
corsia di scorrimento  
*Locking ring, sliding track*



Sistema di blocco  
*Hooking system*

3 livelli di profondità  
*3 levels of depth*

# technical features

La configurazione del sistema ARAMIS e l'ampiezza del campo di visione consentita rendono agevole il decubito del paziente indipendentemente dalla localizzazione della lesione da trattare.

*The configuration of the ARAMIS system and the field of vision amplitude facilitate the patient's decubitus regardless of the location of the lesion to be treated.*



ARAMIS è utilizzabile sia con strumentazione laparoscopica standard (3-15 mm), sia con strumentazione angolata TEM.

*ARAMIS system can be both used with standard laparoscopic instrumentation (3-15 mm) and TEM angled instrumentation.*