


In 4 Größen erhältlich

Autoklavierbare und sterile Varianten zum Einmalgebrauch

Talkumfrei



## Esmarch Bandagen

Zur Blutentleerung der oberen und unteren Extremitäten

# / Esmarch Bandagen

Die Blutentleerung der Extremität vor Belüftung der Tourniquet Manschette ermöglicht ein relativ blutleeres Feld während chirurgischen Eingriffen. Die Bandagen sind in 4 verschiedenen Größen erhältlich, um ein einfaches Auswickeln bei verschiedenen Patientenanforderungen sicherzustellen.

## Eigenschaften



## Material

- Strukturierte Oberfläche für einen guten Halt
- Elastische Eigenschaften für ein einfaches Auswickeln
- Robust und reißfest
- Aus synthetischem Gummi und talkumfrei, um mögliche allergische Reaktionen zu verhindern

## Bestell- information

**Esmarch Bandage** / Zum Einmalgebrauch, steril verpackt, Farbe: hellblau

Breite	Länge	REF	Box
6 cm	365 cm	20-21-060-1	10
8 cm	365 cm	20-21-080-1	10
10 cm	365 cm	20-21-100-1	10
15 cm	365 cm	20-21-150-1	10

**Esmarch Bandage** / Wiederverwendbar, autoklavierbar, Farbe: dunkelblau

Breite	Länge	REF	Box
6 cm	500 cm	20-20-060	5
8 cm	500 cm	20-20-080	5
10 cm	500 cm	20-20-100	5
15 cm	500 cm	20-20-150	5

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.  
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.