



PRODUCTION S.p.A.

Via delle Poste 16 - 14010 Dusino San Michele AT (Italy) Tel. 0141979911 – Fax 0141979900

Denominazione prodotto: FASCIA ADDOMINALE / SURGICAL BELT	SP000M01 Rev. 1 – Data 08/10/21
---	---



SPECIFICATION SHEET

REF CODE:	02210001 – 02210002 – 02210003 – 02210004 – 02210005 – 02210006 - 02230001 02230002 – 02230003 - 02230005 – 02230006 – 02230007 – 02230004 - 02230008	
DESCRIPTION:	1) SURGICAL BELT/ FASCIA ADDOMINALE 23 2) SURGICAL BELT / FASCIA ADDOMINALE CM 30 3) SURGICAL BELT / FASCIA ADDOMINALE CM 15	
CUST.STYLE #:	SM	02210001 - 02210004
	LXL	02210002 - 02210005
	2XL	02210003 - 02210006
	SM	02230001 - 02230005
	LXL	02230002 - 02230006
	2XL	02230003 - 02230007
	ONE SIZE	02230004 - 02230008

COLORLINE
surgifix® euronet®



FRA PRODUCTION S.p.A. - Capitale Sociale € 2.600.000 - REA n.40501 della C.C.I.A.A. di Asti - Registro Ditte
Posizione Meccanografica AT000880 - Registro Imprese di Asti N. 00104400056
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00104400056 - Identification Number: IT00104400056

www.fraproduction.it

UNI CEI EN 13485
UNI EN ISO 9001
HACCP

Rev.4 - 06/10/15



PRODUCTION S.p.A.

Via delle Poste 16 - 14010 Dusino San Michele AT (Italy) Tel. 0141979911 – Fax 0141979900

FIBER CONTENT / COMPOSIZIONE TESSILE:	65% POLYESTER/19% NYLON/16% SPANDEX
--	--

1) SURGICAL BELT / FASCIA ADDOMINALE CM 23					
MEASUREMENTS AFTER CUTTING/ MISURE DOPO TAGLIO	UNIT OF MEASURE	SM	LXL	2XL	+/- TOL
A. LENGTH TOP / LUNGHEZZA PARTE SUPERIORE	CM	94.0	101.6	121.9	1.0
B. LENGTH BOTTOM / LUNGHEZZA PARTE INFERIORE	CM	99.1	106.7	127.0	1.0
C. HEIGHT FLAT / ALTEZZA	CM	23.0	23.0	23.0	0.5
FINISHED SPECIFICATIONS AFTER SEWING / MISURE DOPO CUCITURE	UNIT OF MEASURE	SM	LXL	2XL	+/- TOL
A. FOLDED LENGTH TOP / LUNGHEZZA PARTE SUPERIORE PIEGATO	CM	47.0	50.8	61.0	1.0
B. FOLDED LENGTH BOTTOM / LUNGHEZZA PARTE INFERIORE PIEGATO	CM	49.5	53.3	63.5	1.0
C. HEIGHT FLAT / ALTEZZA PIEGATO	CM	23.0	23.0	23.0	0.5

2) SURGICAL BELT / FASCIA ADDOMINALE CM 30					
MEASUREMENTS AFTER CUTTING/ MISURE DOPO TAGLIO	UNIT OF MEASURE	SM	LXL	2XL	+/- TOL
A. LENGTH TOP / LUNGHEZZA PARTE SUPERIORE	CM	92.3	99.9	120.2	1.0
B. LENGTH BOTTOM / LUNGHEZZA PARTE INFERIORE	CM	99.1	106.7	127.0	1.0
C. HEIGHT FLAT / ALTEZZA	CM	30.0	30.0	30.0	0.5
FINISHED SPECIFICATIONS AFTER SEWING / MISURE DOPO CUCITURE	UNIT OF MEASURE	SM	LXL	2XL	+/- TOL
A. FOLDED LENGTH TOP / LUNGHEZZA PARTE SUPERIORE PIEGATO	CM	46.1	49.9	60.1	1.0
B. FOLDED LENGTH BOTTOM / LUNGHEZZA PARTE INFERIORE PIEGATO	CM	49.5	53.3	63.5	1.0
C. HEIGHT FLAT / ALTEZZA PIEGATO	CM	30.0	30.0	30.0	0.5

3) SURGICAL BELT / FASCIA ADDOMINALE CM 15					
MEASUREMENTS AFTER CUTTING/ MISURE DOPO TAGLIO	UNIT OF MEASURE	ONE SIZE			+/- TOL
A. LENGTH TOP / LUNGHEZZA PARTE SUPERIORE	CM	88.0			2.5
B. LENGTH BOTTOM / LUNGHEZZA PARTE INFERIORE	CM	91.4			2.5
C. HEIGHT FLAT / ALTEZZA	CM	15.0			0.3
FINISHED SPECIFICATIONS AFTER SEWING / MISURE DOPO CUCITURE	UNIT OF MEASURE	SM			+/- TOL
A. FOLDED LENGTH TOP / LUNGHEZZA PARTE SUPERIORE PIEGATO	CM	88.0			2.0
B. FOLDED LENGTH BOTTOM / LUNGHEZZA PARTE INFERIORE PIEGATO	CM	91.4			5.0
C. HEIGHT FLAT / ALTEZZA PIEGATO	CM	15.0			0.5

COLORLINE
surgifix® euronet®



FRA PRODUCTION S.p.A. - Capitale Sociale € 2.600.000 - REA n.40501 della C.C.I.A.A. di Asti - Registro Ditte
Posizione Meccanografica AT000880 - Registro Imprese di Asti N. 00104400056
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00104400056 - Identification Number: IT00104400056

www.fraproduction.it

UNI CEI EN 13485
UNI EN ISO 9001
HACCP

Rev.4 - 06/10/15



PRODUCTION S.p.A.

Via delle Poste 16 - 14010 Dusino San Michele AT (Italy) Tel. 0141979911 – Fax 0141979900

Indications:

To be used post-operatively after abdominal or thoracic surgery to provide relief of surgical wounds. Also for providing pain relief and for early mobilization of patients. Can also be used as stoma pouch fixation

Indicazioni:

Da utilizzare dopo un intervento chirurgico addominale o toracico per dare sollievo a ferite da operazione chirurgica. Inoltre da sollievo e aiuta ad abbreviare i tempi di ripresa della mobilitazione dei pazienti. Può essere anche utilizzato per fissare una sacca per stomia

Washing instructions:

Machine wash at 40°-60°C (104°-140°F). Can be washed at up to 95°C (203°F) (high temperatures will reduce the life time of the product, it is estimated to stand approx. 10 washes at 95°C (203°F). Seal the Velcros. Use washing bag. Do not use bleach or softener. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.

Istruzioni di lavaggio:

Lavare in lavatrice a 40° - 60°C (104°-140°F). Può essere lavata fino a 95° (203°F) (le alte temperature ridurranno la durata di vita del prodotto), resiste a circa 10 lavaggi a 95°C (203°F). Proteggere la chiusura Velcro. Usare una borsina da lavatrice. Non usare sbiancante o ammorbidente. Non asciugare a secco. Non stirare. Non asciugare in tumbler.



Measurement:

In order to determine the correct size, measure circumference of the abdomen of the intended placement

Misurazione:

Per determinare la giusta dimensione, misurare la circonferenza dell'addome nella posizione desiderata

Edit by Technical Office – G. Pedrotti

Verified by Quality Assurance – V. Brusa

COLORLINE
surgifix® euronet®



FRA PRODUCTION S.p.A. - Capitale Sociale € 2.600.000 - REA n.40501 della C.C.I.A.A. di Asti - Registro Ditte
Posizione Meccanografica AT000880 - Registro Imprese di Asti N. 00104400056
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00104400056 - Identification Number: IT00104400056

www.fraproduction.it

UNI CEI EN 13485
UNI EN ISO 9001
HACCP